



ELEEEELS

P1


Piculet
Percussive
Massager

Instruction Manual



We have developed the ELEEEELS percussive massager to accelerate recovery, prevents muscle damage, relieves pain, promotes circulation, and everyday relaxation anytime, anywhere.

P1 at a Glance



- 1) Speed / battery level indicator
- 2) Power / speed control button
- 3) USB-C charging port cover
- 4) Prime CNC aluminium alloy applicator
- 5) USB-C cable
- 6) 4 add-on silicon rubber attachments

Vibration Frequency:

Level 1 (20 strokes per second) / Level 2 (30 strokes per second)
Level 3 (40 strokes per second) / Level 4 (50 strokes per second)

Specifications

- Rated Voltage: 7.4V
- Rated Power: 15.16W
- Input: USB-C 5V/2A
- Battery Capacity: 1000 mAh
- Charging Port: USB-C
- Weight: 277 grams
- Operating Time: around 2.5 hours of use per charge under maximum speed

INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

- 1) Flip over the charging port cover gently to unveil the USB-C charging port. Connect USB-C cable to the charging port.
- 2) The charging speed depends on what adapter is used. It is suggested to use an USB adapter supporting 5V/2A to fully charge in approximately 2.5 hours.
- 3) During charging, the battery level indicator flashes in green slowly. When the device is fully charged, the battery level indicator turns off.

OPERATING

- First, press the power button for 1.5 seconds to switch on to level 1.
- Then, press the speed control button repeatedly to select the required speed level. The speed indicator shows the speed level:
- Level 1: Pink / Level 2: Purple / Level 3: Blue / Level 4: White
- Massage the desired body part at the desired speed by applying pressure as needed.
- Press the power button for 1.5 seconds to switch off.
- When the massage gun stops operation after a 10-minute session, simply press the power button to start a new one.
- When the battery level is lower than 10%, the battery level indicator flashes in red. Operation stops. Please recharge the battery.

THERMAL PERCUSSIVE MASSAGE - TUTORIAL


Press the power button for 1.5 seconds to switch on. Heat is generated directly from P1's high-speed operation. After 5 minutes of operation (assume working at room temperature), the prime CNC aluminium alloy applicator warms up to around 37°C - 45°C automatically without extra battery or heating plate. CNC aluminum alloy, an ideal conductor, helps to transfer the heat from P1 to the massage area.

The warmup speed of the applicator depends on the speed level. Higher speed level generates more heat energy, which will lead to higher temperatures of the applicator. Enjoy thermal percussive massage by massaging the desired body part.

PRIME APPLICATOR / ADD-ON ATTACHMENTS

You may use the prime CNC aluminium alloy applicator only to enjoy massage on all body parts. For additional massage experiences, please insert an add-on silicon rubber attachment to the prime applicator by align it with the tip of the applicator and push to connect. To remove the attachment, place 1 finger on each side of the attachment and pull it off from the applicator.

Massage different body parts with the prime applicator alone, or with the prime applicator and the corresponding add-on attachment together to fit a wide range of therapeutic and relaxation needs.



MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean the device and a soft cloth to dry it.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the USB-C cable supplied by the ELEEEELS for recharging.

WARNINGS & CAUTION

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 10 minutes before re-using.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Apply to a clean, dry clothed area of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per area.
- Only use the device on the body's soft tissue as desired. Do not use on head or any hard, bony area of the body. Discontinue use immediately if experiencing any pain.
- Do not drop the device, and do not tamper or alter the device in any way.
- Never leave the device unattended during operating or charging.

DISCLAIMER

Please do not use the ELEEEELS P1 without first obtaining approval from your doctor if you have any of the following conditions: pregnancy, neuropathy, retinal damage, pacemaker user, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, surgical pins or plates, or you have any concerns about your physical health.

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF

CHARGE. THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

Please visit below link for instruction manual in other languages:
<http://www.eleeeels.com/im>



ELEEEELS


P1 | Piculet slag massageapparat

Instruktionsmanual



Vi har udviklet ELEEEELS massagepistolen til at fremskynde restitutionen, forhindre muskelskader, lindrer smerter, fremmer cirkulationen og hverdagsafslapning når som helst og hvor som helst.

P1 et blik



- 1) Hastighed / batteriniveauindikator
- 2) Strøm/hastighedskontrolknop
- 3) Dæksel til USB-C-opladningsport
- 4) Prime CNC aluminiumslegering applikator
- 5) USB-C kabel
- 6) 4 ekstra silikonegummitilbehør

Vibrationsfrekvens:

Niveau 1 (20 slag pr. sekund) / Niveau 2 (30 slag pr. sekund)

Niveau 3 (40 slag pr. sekund) / Niveau 4 (50 slag pr. sekund)

specifikationer

- Nominel spænding: 7,4V

- Nominel effekt: 15,16W

- Indgang: USB-C 5V/2A

- Batterikapacitet: 1000 mAh

- Opladningsport: USB-C

- Vægt: 277 gram

- Driftstid: omkring 2,5 timers brug pr. opladning under maksimal hastighed

INSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST FØR BRUG

OPLADNING

- 1) Vend forsigtigt dækslet til opladningsporten for at afsløre USB-C-opladningsporten. Tilslut USB-C-kablet til opladningsporten.
- 2) Opladningshastigheden afhænger af hvilken adapter der bruges. Det anbefales at bruge en USB-adapter, der understøtter 5V/2A for at oplade helt på cirka 2,5 timer.
- 3) Under opladning blinker batteriniveauindikatoren langsomt grønt. Når enheden er fuldt opladet, slukker batteriniveauindikatoren.

DRIFT

- Tryk først på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekunder for at tænde til niveau 1.
- Tryk derefter på hastighedskontrolknappen gentagne gange for at vælge det ønskede hastighedsniveau. Hastighedsindikatoren viser hastighedsniveauet:
 - Niveau 1: Pink / Niveau 2: Lilla / Niveau 3: Blå / Niveau 4: Hvid
- Massér den ønskede kropsdel med den ønskede hastighed ved at trykke efter behov.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekunder for at slukke.
- Når massagepistolen stopper efter en 10-minutters session, skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen for at starte en ny.
- Når batteriniveauet er lavere end 10 %, blinker batteriniveauindikatoren rødt. Driften stopper. Genoplad venligst batteriet.

TERMISK PERKUSSIV MASSAGE - TUTORIAL


Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekunder for at tænde. Varme genereres direkte fra P1s højhastighedsdrift. Efter 5 minutters drift (antag, at der arbejdes ved stuetemperatur), varmes den primære CNC-aluminiumslegeringsapplikator automatisk op til omkring 37°C - 45°C uden ekstra batteri eller varmeplade. CNC aluminiumslegering, en ideel leder, hjælper med at overføre varmen fra P1 til massageområdet. Applikatorens opvarmningshastighed afhænger af hastighedsniveauet. Højere hastighedsniveau genererer mere varmeenergi, hvilket vil føre til højere temperaturer på applikatoren. Nyd termisk perkussiv massage ved at massere den ønskede kropsdel.

PRIME APPLIKATOR / TILFØJELSESVEDSTYR

Du kan bruge den førsteklases CNC

aluminiumslegeringsapplikator alene til at nyde massage på alle kropsdele. For yderligere massageoplevelser, indsæt venligst en tilføjelse af silikonegummi til den primære applikator ved at justere den med spidsen af applikatoren og tryk for at forbinde. For at fjerne tilbehøret skal du placere 1 finger på hver side af tilbehøret og trække det af applikatoren.

Masser forskellige kropsdele kun med prime-applikatoren eller med prime-applikatoren og den tilsvarende tilføjelsesanordning sammen for at passe til en bred vifte af terapeutiske og afspændingsbehov.



VEDLIGEHOVELSE, RENGØRING OG OPBEVARING

- Brug et let fugtigt håndklæde til at rengøre enheden og en blød klud til at tørre den.
- Rengør ikke enheden med kemikalier eller alkohol.
- Brug kun USB-C-kablet leveret af ELEEEELS til genopladning.

ADVARSLER OG FORSIGTIG

- Nedsenk ikke i vand. Holdes væk fra væsker eller varmekilder.
- Fjern ikke skruer, og forsøg ikke at skille dem ad.
- Kør ikke kontinuerligt i mere end en time. Lad enheden hvile i 10 minutter, før den bruges igen.
- Kun til brug for voksne. Må ikke bruges, hvis du er skadet. Kontakt din læge, før du bruger dette produkt.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FARE: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, BRAND OG PERSONSKADE SKAL DETTE PRODUKT ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE INSTRUKTIONER:

- Påfør på et rent, tørt påklædt område af kroppen ved let at trykke og bevæge hen over kroppen i ca. 60 sekunder pr. område.
- Brug kun enheden på kroppens bløde væv efter ønske. Må ikke bruges på hovedet eller nogen hårde, knoglede områder af kroppen. Afbryd brugen med det samme, hvis du oplever smerter.
- Tab ikke enheden, og undlad at manipulere med eller ændre enheden på nogen måde.
- Efterlad aldrig enheden uden opsyn under drift eller opladning.

ANSVARFRASKRIVELSE

Brug venligst ikke ELEEEELS P1 uden først at have fået din læges godkendelse, hvis du har en af følgende tilstande: graviditet, neuropati, nethindeskade, pacemakerbruger, nylig operation, epilepsi eller migræne, diskusprolaps, spondylolistese, spondylolyse eller spondylose, nylige ledudskiftninger, kirurgiske stifter eller plader, eller du har nogen bekymringer om dit fysiske helbred.

GARANTI

HVIS DETTE PRODUKT INDEN FOR ET ÅR FRA KØBSDATOEN FEJLLER PÅ GRUND AF EN DEFEKT I MATERIALET ELLER UDARBEJDET, VIL ELEEEELS REPARERE ELLER UDSKIFTE PRODUKTET; ELLER FEJLLET KOMPONENT(ER), GRATIS CHARGE.

DENNE GARANTI UDELUKKER:

- (a) Skader forårsaget af uheld, misbrug eller forkert håndtering under transport;
- (b) Skader opstået fra brug af enheder fra uautoriseret reparation;
- (c) Fejlfunktion af enheder, der ikke bruges i overensstemmelse med ELEEEELS plejeinstruktioner;
- (d) Skader, hvor omkostningerne ved reparation overstiger produktets omkostninger;
- (e) Forringelse af det leverede produkt som følge af unormale opbevarings- og/eller beskyttelsesforhold på kundens område, og
- (f) Ethvert produkt, for hvilket et dateret købsbevis ikke kan fremlægges.



ELEEEELS


P1 | Masajeador de percusión Piculet

Manual de instrucciones



Hemos desarrollado la pistola de masaje ELEEEELS para acelerar la recuperación, prevenir el daño muscular, aliviar el dolor, favorecer la circulación y la relajación diaria en cualquier momento y lugar.

P1 de un vistazo



- 1) Indicador de velocidad/nivel de batería
- 2) Botón de control de encendido/velocidad
- 3) Tapa del puerto de carga USB-C
- 4) Aplicador de aleación de aluminio Prime CNC
- 5) cable USB-C
- 6) 4 accesorios de goma de silicona adicionales

Frecuencia de vibración:

Nivel 1 (20 golpes por segundo) / Nivel 2 (30 golpes por segundo)

Nivel 3 (40 golpes por segundo) / Nivel 4 (50 golpes por segundo)

Especificaciones

- Voltaje nominal: 7,4 V / Potencia nominal: 15,16 W
- Entrada: USB-C 5V/2A / Capacidad de la batería: 1000 mAh
- Puerto de carga: USB-C / Peso: 277 gramos
- Tiempo de funcionamiento: alrededor de 2,5 horas de uso por carga a velocidad máxima

INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

CARGANDO

- 1) Gire suavemente la cubierta del puerto de carga para revelar el puerto de carga USB-C. Conecte el cable USB-C al puerto de carga.
- 2) La velocidad de carga depende del adaptador que se utilice. Se sugiere utilizar un adaptador USB compatible con 5 V/2 A para cargar completamente en aproximadamente 2,5 horas.
- 3) Durante la carga, el indicador de nivel de batería parpadea lentamente en verde. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador de nivel de batería se apaga.

OPERANDO

- Primero, presione el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender el nivel 1.
- Luego, presione el botón de control de velocidad repetidamente para seleccionar el nivel de velocidad requerido. El indicador de velocidad muestra el nivel de velocidad:
 - Nivel 1: Rosa / Nivel 2: Morado / Nivel 3: Azul / Nivel 4: Blanco
- Masajea la parte del cuerpo deseada a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.
- Presione el botón de encendido durante 1,5 segundos para apagar.
- Cuando la pistola de masaje deje de funcionar después de una sesión de 10 minutos, simplemente presione el botón de encendido para iniciar una nueva.
- Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador del nivel de la batería parpadea en rojo. La operación se detiene. Por favor recarga la batería.

MASAJE TERMICO PERCUSIVO - TUTORIAL


Presione el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender. El calor se genera directamente a partir del funcionamiento de alta velocidad de P1. Después de 5 minutos de funcionamiento (supongamos que trabaja a temperatura ambiente), el aplicador principal de aleación de aluminio CNC se calienta hasta aproximadamente 37 °C - 45 °C automáticamente sin batería adicional ni placa calefactora. La aleación de aluminio CNC, un conductor ideal, ayuda a transferir el calor desde P1 al área de masaje.

La velocidad de calentamiento del aplicador depende del nivel de velocidad. Un nivel de velocidad más alto genera más energía térmica, lo que conducirá a temperaturas más altas del aplicador. Disfrute del masaje de percusión térmica masajeando la parte del cuerpo deseada.

APLICADOR PRINCIPAL / ACCESORIOS ADICIONALES

Puede utilizar solo el aplicador de aleación de aluminio CNC Prime para disfrutar del masaje en todas las partes del cuerpo. Para experiencias de masaje adicionales, inserte un accesorio de goma de silicona adicional en el aplicador principal, alinéelo con la punta del aplicador y empújelo para conectarlo. Para quitar el accesorio, coloque 1 dedo a cada lado del accesorio y retírelo del aplicador.

Masajee diferentes partes del cuerpo solo con el aplicador principal o con el aplicador principal y el accesorio adicional correspondiente juntos para adaptarse a una amplia gama de necesidades terapéuticas y de relajación.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y un paño suave para secarlo.
- No limpie el dispositivo con productos químicos o alcohol.
- Utilice únicamente el cable USB-C suministrado por ELEEELS para recargar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor.
- No retire los tornillos ni intente desmontarlos.
- No lo opere continuamente durante más de una hora. Deje que el dispositivo descanse durante 10 minutos antes de volver a utilizarlo.
- Sólo para uso de adultos. No lo use si está herido. Consulta a tu médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Aplique en un área del cuerpo limpia y seca con ropa, presionando ligeramente y moviendo a lo largo del cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por área.
- Utilice el dispositivo únicamente en los tejidos blandos del cuerpo según lo desee. No lo use en la cabeza ni en ninguna zona dura y ósea del cuerpo. Suspenda su uso inmediatamente si siente algún dolor.
- No deje caer el dispositivo ni lo manipule ni altere de ninguna manera.
- Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento o carga.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

No utilice el ELEEELS P1 sin obtener primero la aprobación de su médico si tiene alguna de las siguientes condiciones: embarazo, neuropatía, daño retiniano, usuario de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilólisis o espondilosis, reemplazos articulares recientes, clavos o placas quirúrgicas, o si tiene alguna inquietud sobre su salud física.

GARANTÍA

SI DENTRO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O MANO DE OBRA, ELEEELS REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO; O COMPONENTE(S) FALLADO(S), SIN COSTO

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) Daños causados por accidente, abuso o mal manejo durante el transporte;
- (b) Daños derivados del uso de unidades por reparación no autorizada;
- (c) Mal funcionamiento de las unidades que no se utilizan de acuerdo con las instrucciones de cuidado de ELEEELS;
- (d) Daños cuyo costo de reparación exceda el costo del producto;
- (e) Deterioro del producto entregado resultante de condiciones anormales de almacenamiento y/o salvaguardia en las instalaciones del cliente, y
- (f) Cualquier producto para el cual no se pueda proporcionar un comprobante de compra fechado.