

S1

Revival Hot
Stone Spa
Collection



ELEEELS

Instruction Manual



Find your personal gateway within the comfort of your own home with the S1 Revival Hot Stone Spa Collection.

ELEEELS S1 at a Glance

- 1) 8 hot stones made from basalt for heat therapy and hot stone massage
- 2) Ambient light therapy control
- 3) ON/OFF switch for temperature control
- 4) Charging port
- 5) Aromatherapy massage oil

Weight: 4.41 lbs. / 2 kg
 Input: 240-100V 50/60Hz 1.5A
 Output: 24.0V 2.0A 48.0W




3 Hot Stone Sizes



Sacrum Stone

Diameter: 3.25 inches
 Designed for treatments on lower back (sacrum), abdomen (belly), or between shoulders



Standard Stone

Diameter: 2.5 inches
 Designed for treatments on arms, thighs, calves, palm of hands, arch of feet and back of the neck.



Facial Stone

Diameter: 2 inches
 Designed for treatments on face, hands, arms, and neck.

OPERATING - HEAT THERAPY AND HOT STONE MASSAGE

- Switch the power button up to turn on the console and ambient light therapy with blinking green lights. There are 2 heat settings. Switch the power button to the middle for low heat, and switch the power button to the top for high heat. The temperature for low heat is about 48°C, while the temperature for high heat is about 55°C.

- Always start with low heat for first-time use.


- Place the hot stones on the console to heat up. Hot stone massage will be ready in about 10 minutes. For higher temperature, heat the hot stones for a longer time.

- **Always touch the stones first to feel the temperature before holding it firmly on hands, and applying on body.**




- Place the hot stones either on nape, back, waist, arms, shoulders, or legs of your partner to enjoy heat therapy.
- To enjoy hot stone massage, apply a small amount of ELEEELS Care Massage Oil on the skin of your partner before rubbing hot stones on different parts of the body.
- Pick up any of the hot stone(s) and rub them on target areas of the body.
- Place the hot stones back on the console to re-heat or keep warm if necessary.
- Switch the power button down to turn off the console. Alternatively, the console will turn off automatically after a 90-minute session. Please also switch the power button down as well.


OPERATING - AMBIENT LIGHTS




The ambient light will automatically start once the power is switched on. The default mode of the ambient lights is blinking green lights.




Tap the top button once for slow blinking rainbow lights.







Swipe through the right LED light ring for solid rainbow lights.



Tap the bottom button alternatively to adjust the three-level light intensity (only for solid color lighting).




Swipe through the left LED light ring for blinking rainbow lights.



Tap and hold the bottom button for 3 seconds to turn on and off the ambient lights.

WARNINGS & CAUTIONS

- This device is specifically intended for body massage using hot basalt stones.
- This device and its components are not designed to be used by children. Keep away from children.
- Gently place the hot stones on the console.
- **Always touch the stones first to feel the temperature before holding it firmly on hands, and applying on body.**
- **Be aware that the heating plate can be extremely hot during operation, and remains hot for a while after the device has been turn off. NEVER touch the heating plate when it is hot.**



WARNINGS & CAUTIONS

- Stop the massage immediately if you feel uncomfortable.
- Do not use the device in humid rooms.
- Always switch off the product and remove the plug from the wall socket when not in use and before cleaning.
- Ensure the product is switched off before disconnecting it from the power supply.
- Avoid touching the plug or power switch with wet or damp hands.
- Do not place the device next to a heat source, water, or other liquids.
- Do not move the appliance when it is in use.
- Do not place any objects or pour liquid on the console.
- If this product stops working, switch off and unplug the product immediately. Seek professional advice before attempting to re-use this product.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not drop the appliance.
- Do not tamper or alter the appliance in any way.

MAINTENANCE & CLEANING

- Use a soft towel to clean the device. Add a minimal amount of detergent to clean the massage oil.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the AC adapter supplied by ELEEEELS.

DISCLAIMER

Please do not use the ELEEEELS S1 without first obtaining approval from your doctor if you are pregnant, pacemaker user, or diagnosed with any of the following conditions: heart disease, malignant tumor, scoliosis or abnormality, hypertension, osteoporosis, thrombosis, severe aneurysm, dermatitis and other skin infections (including inflammation of subcutaneous tissue), wounds, and severe circulatory disorders.

Our hot stone is a natural product and has been hand polished as such contains slight variations in color, veining, texture, contour, or shading.

WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE.

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEEELS care instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

Please visit below link for instruction manual in other languages:

<http://www.eleeeels.com/im>



S1

Revival Hot
Stone Spa
Kollektion



ELEEELS

Bedienungsanleitung



Finden Sie Ihre persönliche Entspannung bequem in Ihrem Zuhause mit der S1 Revival Hot Stone Spa Kollektion.

ELEEELS S1 auf einen Blick

- 1) 8 Hot Stones aus Basalt für Wärmetherapie und Hot Stone Massage
- 2) Steuerung der Umgebungslichttherapie
- 3) EIN / AUS-Schalter zur Temperaturregelung
- 4) Ladeanschluss
- 5) Aromatherapie-Massageöl

Gewicht: 4.41 lbs. / 2 kg
Eingang: 240-100V 50/60Hz 1.5A
Ausgang: 24.0V 2.0A 48.0W



3 Hot Stone Größen



Kreuzbein Stein

Durchmesser: 3,25 Zoll
Entwickelt für
Behandlungen am unteren
Rücken (Kreuzbein),
Bauch oder zwischen den
Schultern.



Standard Stein

Durchmesser: 2,5 Zoll
Entwickelt für
Behandlungen an Armen,
Oberschenkeln, Waden,
Handfläche, Fußgewölbe
und Nacken.



Gesichtsstein

Durchmesser: 2 Zoll
Entwickelt für
Behandlungen an Gesicht,
Händen, Armen und Hals.

BENUTZUNG - WÄRMETHERAPIE UND HOT STONE MASSAGE

- Schalten Sie den Netzschalter ein, um die Konsole und die Umgebungslichttherapie mit blinkenden grünen Lichtern einzuschalten. Es gibt 2 Heizstufen. Schalten Sie den Netzschalter für geringe Hitze in die Mitte und schalten Sie den Ein- / Ausschalter nach oben für hohe Hitze. Die Temperatur für niedrige Hitze beträgt etwa 48 ° C, während die Temperatur für hohe Hitze etwa 55 ° C beträgt.
- Beginnen Sie beim ersten Gebrauch immer mit geringer Hitze.
- Legen Sie die Hot-Stone Steine auf die Konsole, um sie aufzuwärmen. Die Hot-Stone-Massage kann in ca. 10 Minuten beginnen. Für eine höhere Temperatur erhitzen Sie die heißen Steine für eine längere Zeit.
- **Berühren Sie die Steine immer zuerst, um die Temperatur zu spüren, bevor Sie sie fest an den Händen halten und auf den Körper auftragen.**



- Legen Sie die heißen Steine entweder auf Nacken, Rücken, Taille, Arme, Schultern oder Beine Ihres Partners, um die Wärmetherapie zu genießen.
- Um eine Hot-Stone-Massage zu genießen, tragen Sie eine kleine Menge ELEEELS Care Massage Oil auf die Haut Ihres Partners auf, bevor Sie heiße Steine auf verschiedene Körperteile reiben.
- Nimm einen der heißen Steine auf und reibe sie an Zielbereichen des Körpers.
- Legen Sie die heißen Steine wieder auf die Konsole, um sie wieder aufzuwärmen oder bei Bedarf warm zu halten.
- Schalten Sie den Netzschalter aus, um die Konsole auszuschalten. Alternativ schaltet sich die Konsole nach einer 90-minütigen Sitzung automatisch aus. Bitte schalten Sie auch den Netzschalter aus.

BETRIEB - UMGEBUNGSLICHTER



Obere Taste

Tippen Sie einmal für langsam blinkende Regenbogenlichter

Rechter LED-Leuchtring

Wischen Sie durch, um durchgehende Regenbogenlichter zu erhalten


Schaltfläche Unten

Tippen Sie alternativ, um die Lichtintensität in 3 Stufen anzupassen. Tippen und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.


Linker LED-Leuchtring


Wischen Sie durch, um blinkende Regenbogenlichter zu erhalten

Das Umgebungslicht startet automatisch, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Der Standardmodus der Umgebungslichter: blinkt grün.




Tippen Sie einmal auf die obere Taste, um langsam blinkende Regenbogenlichter zu erhalten.






Wischen Sie durch den rechten LED-Lichtring für durchgehende Regenbogenlichter.




Wischen Sie durch den linken LED-Lichtring, um blinkende Regenbogenlichter zu erhalten.

Tippen Sie alternativ auf die untere Taste, um die dreistufige Lichtintensität anzupassen (nur für vollfarbige Beleuchtung).




Tippen und halten Sie die untere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Umgebungsbeleuchtung ein- und auszuschalten.



WARNUNGEN & VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Gerät ist speziell für die Körpermassage mit heißen Basaltsteinen vorgesehen.
- Dieses Gerät und seine Komponenten sind nicht für die Verwendung durch Kinder ausgelegt. Von Kindern fernhalten.
- Legen Sie die heißen Steine vorsichtig auf die Konsole.
- **Berühren Sie die Steine immer zuerst, um die Temperatur zu spüren, bevor Sie sie fest an den Händen halten und auf den Körper auftragen.**
- **Beachten Sie, dass die Heizplatte während des Betriebs extrem heiß sein kann und nach dem Ausschalten des Geräts eine Weile heiß bleibt. Berühren Sie die Heizplatte nicht wenn Sie heiß ist.**



WARNUNGEN & VORSICHTSMAßNAHMEN

- Beenden Sie die Massage sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und vor der Reinigung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Stromversorgung trennen.
- Vermeiden Sie es, den Stecker oder Netzschalter mit nassen oder feuchten Händen zu berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben eine Wärmequelle, Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es verwendet wird.
- Legen Sie keine Gegenstände oder gießen Flüssigkeit auf die Konsole.
- Wenn dieses Produkt nicht mehr funktioniert, schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Suchen Sie professionelle erattung vor dem Versuch, dieses Produkt wiederzuverwenden.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie es nicht zu zerlegen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Manipulieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise.

WARTUNG & REINIGUNG

- Verwenden Sie ein weiches Handtuch, um das Gerät zu reinigen. Fügen Sie eine minimale Menge Reinigungsmittel hinzu, um sie von Massage-Öl zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
- Verwenden Sie nur das von ELEEEELS gelieferte Netzteil.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte verwenden Sie den ELEEEELS S1 nicht ohne vorherige Genehmigung Ihres Arztes, wenn Sie schwanger, Herzschrittmacher oder mit einer der folgenden Erkrankungen diagnostiziert wurden: Herzerkrankungen, bösartiger Tumor, Skoliose oder -anomalie, Bluthochdruck, Osteoporose, Thrombose, schweres Aneurysma, Dermatitis und andere Hautinfektionen (einschließlich Entzündungen des Unterhautgewebes), Wunden und schwere Durchblutungsstörungen.

Unser heißer Stein ist ein Naturprodukt und wurde von Hand poliert, daher kann er leichte Variationen in Farbe, Maserung, Textur, Kontur oder Schattierung enthalten.

GARANTIE

WENN DIESES PRODUKT INNERHALB EINES JAHRES AB KAUFDATUM AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS FEHLSCHLÄGT, WIRD ELEEEELS DAS PRODUKT REPARIEREN ODER ERSETZEN; ODER AUSGEFALLENE KOMPONENTE(N) KOSTENLOS REPARIEREN ODER ERSETZEN.

DIESE GARANTIE SCHLIEßT AUS:

- (a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Handhabung während des Transports verursacht wurden;
- (b) Schäden, die sich aus der Verwendung von Einheiten aus unbefugter Reparatur ergeben;
- (c) Fehlfunktionen von Geräten, die nicht gemäß den ELEEEELS-Pflegeanweisungen verwendet wurden;
- (d) Schäden, für die die Reparaturkosten die Kosten des Produkts übersteigen;
- (e) Verschlechterung des gelieferten Produkts infolge falscher Lagerung und/oder falschen
- (f) Jedes Produkt, für das kein datierter Kaufbeleg vorgelegt werden kann.

Bitte besuchen Sie den folgenden Link für eine Bedienungsanleitung in anderen Sprachen:
<http://www.eleeeels.com/im>

