

# X1T

Percussive  
Massage  
Device

## Instruction Manual

### CORDLESS/RECHARGEABLE

24 V Lithium-ion Battery

### LIGHTWEIGHT DESIGN

2.5lbs / 1.1kg



- Red: 0-25%
- Blue: 25-75%
- Green: 75- 100%

### HOW DO I ADJUST THE HANDLE'S ANGLE?

Twist the battery (handle) 180 degrees. A 'click' can be heard when this is completed

### MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean the device and a soft cloth to dry it.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the ELEEELS supplied AC adaptor.

### WARNINGS & CAUTION

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 10 minutes before re-using.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.


### SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- For adult use only
- Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per region
- Only use the ELEEELS percussive massage device on the body's soft tissue as desired. Do not use on the head or any hard and bone areas of the body. If any pain occurs during

We have developed the ELEEELS percussive massage device to relieve pain and promote circulation, which helps to accelerate recovery and prevents muscle damage.

### SPECIFICATIONS



- 1 Powerful Brushless High-Torque Motor
- 2 Rechargeable Lithium-Ion Battery (3+ Hrs of Use Per Charge)
- 3 6 Speed Settings for Optimal Pressure
- 4 Cordless and Lightweight (2.5 lbs)
- 5 ON / OFF Power Switch
- 6 Interchangeable Applicators (x4)
- 7 ELEEELS universal adaptor included

Vibration Frequency:  
Comfort Mode: 900rpm, 1200rpm, 1500rpm  
Sports Mode: 1800rpm, 2400rpm, 3200rpm  
Weight: 2.5 lbs / 1.1 kg  
Charge: 110-240V 50/60Hz 28V, DC-1A

use, stop immediately.

- Do not place any objects into the ventilation holes of the ELEEELS percussive massage device.
- Do not allow the device to come into contact with water.
- Do not drop the device.
- Only recharge with the supplied AC adaptor.
- Do not tamper or alter the device in any way.
- Never leave the device operating or charging unattended



### DISCLAIMER

PLEASE DO NOT USE THE ELEEELS PERCUSSIVE MASSAGE DEVICE, OR ANY OTHER VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR, SPECIALIST OR PHYSIOTHERAPIST, especially if you are pregnant, have diabetes with complications (such as neuropathy or retinal damage), wear a pacemaker, have had recent surgery, suffer from epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylolysis, have had recent joint replacements or IUD'S, metal pins or plates, or you have any general concerns about your physical health. Frail Individuals and children should be accompanied by an adult when using any percussive massage devices.

### WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT, OR NECESSARY COMPONENTS, FREE OF CHARGE

THIS WARRANTY EXCLUDES:

### USAGE INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

### CHARGING

Fully charge the battery for up to 6 hours before first use.

To charge the battery:

- 1) Turn off the main power switch located at the bottom of the handle and connect to the supplied adaptor.
- 2) A green light will flash at the bottom of the handle when charging has begun
- 3) When the green light has stopped flashing, the device has been fully charged

### OPERATING

- Press the main power button at the bottom of the handle to "ON".
- Press the power button located at the rear of the device.
- The massage gun will stop operation after a 10 minute session, simply press the power button to start a new one.

Sports Mode level 1-3:

Press the bottom power button once to turn device on and into level 1 of sports mode. Pressing the main power button can adjust the speed to level 2 and 3 respectively. The blue LED lights will indicate the corresponding power level.

Comfort Mode level 1-3

Hold the main power button for 2 seconds and release to turn device on and into level 1 of comfort mode. Further pressing the main power button can adjust the speed to level 2 and 3 respectively. The blue LED lights will indicate the corresponding power level.

- Massage the desired body part at the desired speed by applying pressure as needed
- The circular light indicator on the battery:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) units subjected to unauthorized repair;
- (c) units not used in accordance with ELEEELS care instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the product;
- (e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) failure to show the dated proof of purchase

# X1T

Dispositivo per  
Massaggio a  
Percussione

## Manuale d'Istruzioni

### SENZA FILI/RICARICABILE

Batteria agli ioni di litio a 24V

### DESIGN LEGGERO

2,5 libbre/1,1 Kg



- Rossa: 0-25%
- Blu: 25-75%
- Verde: 75-100%

### COME FACCIO A REGOLARE L'ANGOLO DELL'IMPUGNATURA?

Ruotare la batteria (impugnatura) di 180 gradi. A rotazione completata si sentirà un "click"

### MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Utilizzare un asciugamano leggermente inumidito per pulire il dispositivo e un panno morbido per asciugarlo.
- Non pulire il dispositivo con agenti chimici o con alcool.
- Utilizzare solo l'alimentatore elettrico ELEEELS in dotazione

### AVVERTENZE E ATTENZIONE

- Non immergere in acqua. Tenere lontano da liquidi o fonti di calore. Mantenere le bocche di ventilazione libere da polvere e sporco.
- Non rimuovere le viti o tentare di smontare il dispositivo.
- Non utilizzare in maniera continuativa per più di un'ora. Lasciar riposare il dispositivo per 10 minuti prima di riutilizzarlo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da persone adulte. Non utilizzare se feriti. Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE, FUOCO E LESIONI ALLE PERSONE, IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SULLA BASE DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Utilizzare solo su persone adulte
- Utilizzare solo su una superficie del corpo asciutta e pulita sopra i vestiti, premendo leggermente e muovendolo sul corpo per circa 60 secondi per zona

Abbiamo sviluppato il dispositivo per massaggio a percussione ELEEELS per alleviare il dolore e favorire la circolazione, cosa che aiuta ad accelerare la convalescenza e previene danni ai muscoli

### SPECIFICHE



- 1 Motore brushless potente a coppia elevata
- 2 Batteria ricaricabile agli ioni di litio (3+ ore di utilizzo per ricarica)
- 3 Impostazioni a 6 velocità per una pressione ottimale
- 4 Senza fili e leggero (2,5 libbre)
- 5 Tasto ON / OFF
- 6 Applicatori intercambiabili (x4)
- 7 alimentatore universale ELEEELS incluso

Frequenza di vibrazione:  
Modalità Comfort: 900rpm, 1200rpm, 1500rpm  
Modalità sport: 1800rpm, 2400rpm, 3200rpm  
Peso: 2,5 libbre / 1,1 Kg  
Ricarica: 110-240V 50/60Hz 28V, DC-1A

- Utilizzare il dispositivo per massaggio a percussione ELEEELS sui tessuti morbidi del corpo come desiderato. Non utilizzare sulla testa o su zone ossee dure del corpo. Interrompere immediatamente l'utilizzo se si sente dolore.
- Non mettere nessun oggetto nei fori di ventilazione del dispositivo per massaggio a percussione ELEEELS.
- Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con l'acqua.
- Non far cadere il dispositivo.
- Ricaricare solo con l'alimentatore elettrico in dotazione
- Non manomettere o modificare in alcun modo il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo acceso o in carica senza supervisione



### LIBERATORIA

SI PREGA DI NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PER MASSAGGIO A PERCUSSIONE ELEEELS O ALTRI DISPOSITIVI A VIBRAZIONE SENZA PREVIO CONSENSO DEL MEDICO, DI UNO SPECIALISTA O DI UN FISIOTERAPISTA, in modo particolare in caso di gravidanza, diabete con complicanze (quali neuropatia o danni alla retina), pacemaker, recenti operazioni chirurgiche, epilessia o emicranie, ernie al disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilolisi, recenti protesi di articolazioni o inserimento di dispositivi intrauterini, di chiodi o di placche metalliche, o qualora si abbiano dubbi sul proprio stato di salute. Individui fragili e bambini devono essere assistiti da un adulto durante l'utilizzo del dispositivo per massaggio a percussione.

### GARANZIA

QUALORA IL PRODOTTO SI GUASTASSE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO A CAUSA DI UN DIFETTO DI MATERIALE O DI FABBRICAZIONE, ELEEELS RIPARERÀ#39; O SOSTITUIRÀ IL PRODOTTO O I COMPONENTI NECESSARI GRATUITAMENTE

### ISTRUZIONI PER L'USO,

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'UTILIZZO

### RICARICA

Ricaricare completamente la batteria fino a 6 ore prima del primo utilizzo.

- 1) Spegnere l'interruttore principale situato sulla parte inferiore dell'impugnatura e collegare all'adattatore in dotazione.
- 2) Una luce verde lampeggerà sulla parte inferiore dell'impugnatura a ricarica iniziata
- 3) La luce verde smetterà di lampeggiare a batteria completamente carica.

### UTILIZZO

- Mettere il pulsante di accensione collocato sulla parte inferiore dell'impugnatura su "ON".
- Premere il pulsante di accensione sul retro del dispositivo.
- La pistola massaggiante smetterà di funzionare dopo una sessione di 10 minuti, premere il tasto di accensione per iniziarne un'altra.

Modalità Sport livelli 1-3:

Premere una volta il pulsante inferiore per accendere il dispositivo sul livello 1 della modalità sport. La pressione del tasto di accensione principale permette di regolare la velocità sui livelli 2 e 3. Le luci a LED di colore blu indicheranno il corrispondente livello di potenza.

Modalità comfort livelli 1-3

Tenere premuto il pulsante di accensione principale per 2 secondi e rilasciarlo per accendere il dispositivo sul livello 1 della modalità comfort. Ulteriori pressioni del tasto di accensione principale permetteranno di regolare la velocità rispettivamente sui livelli 2 e 3. Le luci a LED di colore blu indicheranno il corrispondente livello di potenza.

- Massaggiare la parte del corpo desiderata alla velocità desiderata applicando pressione secondo necessità

- La luce di indicazione tonda sulla batteria:

### LA GARANZIA NON COMPRENDE:

- (a) danni causati da incidenti, abusi, utilizzi errati o trasporto;
- (b) unità soggette a riparazioni non autorizzate;
- (c) unità non utilizzate in conformità alle istruzioni fornite da ELEEELS;
- (d) danni che superano il costo del prodotto;
- (e) deterioramento del prodotto consegnato derivanti da stoccaggio anomalo e/o da condizioni di conservazione presso il cliente e
- (f) mancata evidenza di prova della data di acquisto

# X1T

Schlag  
Massage  
Gerät

## Bedienungsanleitung

### KABELLOS/AUFLADBAR

24 V Lithium-Ionen-Akku

### LEICHTBAUWEISE

2,5 lbs / 1,1 kg



- Die runde Leuchtanzeige an der Batterie:
  - Rot: 0-25%
  - Blau: 25-75%
  - Grün: 75- 100%

### WIE STELLE ICH DEN WINKEL DES GRIFFS EIN?

Drehen Sie den Akku (Griff) um 180 Grad, bis er mit einem „Klick“ einrastet.

### WARTUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Handtuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
- Verwenden Sie nur das von ELEEELS mitgelieferte Netzteil.

### WARNHINWEISE & VORSICHT

- Nicht in Wasser eintauchen. Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen.
- Nicht länger als eine Stunde im Dauerbetrieb arbeiten. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder starten.
- Nur für Erwachsene geeignet. Nicht bei Verletzungen verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: UM DIE RISIKEN VON STROMSCHLAG, FEUER UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN:

Wir haben das ELEEELS Schlagmassagegerät entwickelt, um Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern, wodurch die Regeneration beschleunigt wird und Muskelschäden vermieden werden.

### SPEZIFIKATIONEN



- 1 leistungsstarker brushless drehmomentstarker Motor
- 2 wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku (3+ Stunden Betriebsdauer pro Ladung)
- 3 6 Geschwindigkeitseinstellungen für den optimalen Druck
- 4 kabellos und leicht (2,5 lbs)
- 5 Tasto ON / OFF / FEIN / AUS Netzschalter
- 6 austauschbare Applikatoren (x4)
- 7 ELEEELS Universaladaptor im Lieferumfang enthalten

Vibrationsfrequenz:  
Komfortmodus: 900 U/min, 1200 U/min, 1500 U/min  
Sportmodus: 1800 U/min, 2400 U/min, 3200 U/min.

Gewicht: 2,5 lbs / 1,1 kg  
Aufladen: 110-240V 50/60Hz 28V, DC-1A, DC-1A

- Nur für Erwachsene geeignet
- Nur auf einer trockenen, sauberen Oberfläche des Körpers über der Kleidung durch leichtes Drücken und Bewegen über den Körper für ca. 60 Sekunden pro Region verwenden.
- Verwenden Sie das ELEEELS Schlagmassagegerät nur auf dem Weichgewebe des Körpers. Nicht auf dem Kopf oder an harten und knöchernen Stellen des Körpers verwenden. Wenn während der Anwendung Schmerzen auftreten, hören Sie sofort auf.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des ELEEELS Schlagmassagegerätes.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
- Das Gerät darf nicht manipuliert oder verändert werden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder aufgeladen wird.



### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITTE VERWENDEN SIE DAS ELEEELS SCHLAGMASSAGEGERÄT ODER EIN ANDERES VIBRATIONSGERÄT NICHT OHNE VORHERIGE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES, SPEZIALISTEN ODER PHYSIOTHERAPEUTEN, insbesondere wenn Sie schwanger sind, Diabetes mit Komplikationen (wie Neuropathie oder Netzhautschäden) haben, einen Herzschrittmarker tragen, sich vor kurzem einer Operation unterzogen haben, an Epilepsie oder Migräne leiden, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthese oder Spondylolyse haben, kürzlich Gelenkersatz oder IUP'S, Metallstifte oder -platten erhalten haben, oder Sie allgemein Bedenken bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit haben. Gebrechliche Personen und Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet werden, wenn sie mit Schlagmassagegeräten arbeiten.

### GARANTIE

### BITTE VOR GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN

### AUFLADEN

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch bis zu 6 Stunden lang vollständig auf.

- 1) Schalten Sie den Hauptschalter an der Unterseite des Griffs aus und schließen Sie ihn an das mitgelieferte Netzteil an.
- 2) Ein grünes Licht an der Unterseite des Griffs blinkt, wenn der Ladevorgang beginnt.
- 3) Wenn das grüne Licht aufgehört hat zu blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

### BETRIEB

- Drücken Sie den Hauptschalter an der Unterseite des Griffs auf „AN“.
- Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts.
- Die Massagedüse stoppt den Betrieb nach einer 10-minütigen Sitzung. Drücken Sie einfach den Netzschalter, um eine neue zu starten.

Sportmodus Stufe 1-3:

Drücken Sie den unteren Netzschalter einmal, um das Gerät einzuschalten und die Stufe 1 des Sportmodus zu starten. Durch Drücken des Hauptnetzschalters kann die Geschwindigkeit auf Stufe 2 bzw. 3 erhöht werden. Die blauen LED-Leuchten zeigen den entsprechenden Leistungspegel an.

Komfortmodus Stufe 1-3

Halten Sie den Hauptnetzschalter 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los, um das Gerät einzuschalten und in die Komfortebene 1 zu wechseln. Durch weiteres Drücken des Hauptnetzschalters kann die Geschwindigkeit auf Stufe 2 bzw. 3 eingestellt werden. Die blauen LED-Leuchten zeigen den entsprechenden Leistungspegel an.

- Massieren Sie den gewünschten Körperteil in der gewünschten Geschwindigkeit, indem Sie bei Bedarf Druck ausüben.

WENN DIESES PRODUKT INNERHALB EINES JAHRES AB KAUFDATUM AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS VERSAGT, WIRD ELEEELS DAS PRODUKT ODER DIE NOTWENDIGEN KOMponentEN KOSTENLOS REPARIEREN ODER ERSETZEN.

### DIESE GARANTIE GILT NICHT:

- (a) Bei Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Handhabung oder Transport verursacht wurden;
- (b) Bei Geräten, die einer unbefugten Reparatur unterzogen wurden;
- (c) Bei Geräten, die nicht in Übereinstimmung mit den Pflegehinweisen von ELEEELS verwendet werden;
- (d) Bei Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
- (e) Bei Verschlechterung des gelieferten Produkts durch unübliche Lager- und/oder Schutzbedingungen beim Kunden und
- (f) Bei Nichtvorlage des datierten Kaufnachweises



# X1T

深層肌肉  
振擊按摩儀

## 使用說明

請在使用前閱讀

無線  
24V 高質鋰電池

輕巧設計  
2.5 lbs. / 1.1 kg



- 紅色: 0-25%
- 藍色: 25-75%
- 綠色: 75-100%

### 保養、清潔及貯存

- 可使用微濕毛巾清潔裝置並用柔軟乾布或紙巾擦拭乾淨
- 切勿使用含有化學成份或酒精的產品清潔本裝置
- 貯存或攜帶時，請確保電池電源徹底關上
- 只可使用本產品或ELEEELS所提供的電源供應器

### 注意事項

- 請把本產品放在清潔及乾爽的地方，保持通風口乾淨，不被灰塵遮擋。切勿放近高溫的地方
- 切勿自行維修、更改本產品或打開螺絲
- 切勿讓兒童單獨使用。如身體有受傷，使用前向醫生詢問意見

### 安全指引

警告 - 為減低觸電、火災或受傷風險，請遵照以下指引使用本產品

- 本產品祇可在乾爽的身體表面使用。使用時，可在按摩儀上輕量施加壓力並且慢慢移動，在同一位置使用時間約為60秒
- 請勿在頸部、頸部、骨骼及關節上使用本產品
- 在使用的過程之中，請時刻注意身體狀況，如發現不適或疼痛等，請立即停止使



# X1T

Dispositivo  
de masaje  
de percusión

## Manual de instrucciones

INALÁMBRICO/RECHARGEABLE

Batería de ion litio de 24-V

DISEÑO LIGERO.

1-1kg



- Rojo: 0-25 %
- Azul: 25-75 %
- Verde: 75-100 %

### CÓMO AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA EMPUÑADURA

Gire la batería (empuñadura) 180 grados. Se escuchará un "clic" cuando se complete el giro.

### MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el dispositivo y un paño suave para secarlo.
- No limpie el dispositivo con productos químicos o alcohol.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado por ELEEELS.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos y fuentes de calor. Mantenga los orificios de ventilación libres de polvo y residuos.
- No quite los tornillos ni intente desmontar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo de forma continuada durante más de una hora. Permita que el dispositivo descanse durante 10 minutos antes de volver a usarlo.
- Solo para adultos. No lo use si está lesionado. Consulte a su médico antes de usar este producto.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Solo para adultos.
- Úselo solo en una superficie limpia y seca del cuerpo sobre la ropa presionando ligeramente y moviendo por todo el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por



# X1T

Appareil de  
massage à  
percussion

## Guide d'utilisation

SANS FIL/RECHARGEABLE

Batterie Lithium-ion 24 V

DESIGN LÉGER

2,5 lbs/1,1 kg



### COMMENT RÉGLER L'ANGLE DE LA POIGNÉE ?

Faites pivoter la batterie (poignée) sur 180 degrés. Vous entendrez un « clic » quand ce sera fait.

### MAINTENANCE, NETTOYAGE & STOCKAGE

- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et un chiffon doux pour le sécher.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou de l'alcool.
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC fourni par ELEEELS.

### AVERTISSEMENTS & MISES EN GARDE

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Tenez-le à distance des sources de liquides ou de chaleur. Gardez les orifices de ventilation propres, sans poussière ni débris.
- Ne retirez pas les vis et n'essayez pas de démonter l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de le réutiliser.
- Pour adultes uniquement. N'utilisez pas l'appareil sur une blessure. Consultez votre docteur avant d'utiliser ce produit.

### INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Pour adultes uniquement
- Utilisez uniquement l'appareil sur une surface de corps propre et sèche par-dessus les vêtements en appuyant doucement et en le déplaçant sur le corps en restant environ 60 secondes sur une zone.



### 充電

在首次使用前，請用六小時將電池充滿電，充電時電池可與按摩儀連接或分開。

#### • 充電流程及須知：

- 1) 關掉電池開關，然後將附隨之充電器的DC端連接到電池的充電端口
- 2) 充電過程中，電池上的綠燈會閃爍
- 3) 綠燈停止閃爍並保持亮著時，表示充電已完成及電池滿電
- 4) 電池可以在任何時間及任何電量時充電

### 用

- 請勿把手指、頭髮或其他身體部位放進按摩頭的裝嵌位置或馬達頂部，以免頭髮被捲進馬達，手指或其他身體部位被夾傷
- 請勿放置任何物件進馬達頂部的排氣口或遮蔽排氣口
- 請勿弄濕或讓水由排氣口流進馬達及本產品
- 請勿拋掉或非正確使用本產品
- 祇可使用ELEEELS提供的充電器為本產品充電
- 使用時或充電時，時刻注意本產品情況



### 免責聲明

使用本產品前，請先向醫生、物理治療師或符合資格之專業人士取得相關建議。以下人士如沒有專業許可，切勿使用本產品：懷孕、糖尿病、眼角膜脫落、剛剛完成手術、椎間盤突出、關節更換、病理性水腫、高血壓、癱瘓、肌肉發炎、靜脈曲張等。兒童使用本產品時需由成人陪同。

### 保養事項

Hemos desarrollado el dispositivo de masaje de percusión ELEEELS para aliviar el dolor y promover la circulación, lo que ayuda a acelerar la recuperación y evita el daño muscular.

### ESPECIFICACIONES



- 1 Potente motor de alto torque sin escobillas
- 2 Batería de ion-litio recargable (más de 3 horas de uso por carga)
- 3 6 ajustes de velocidad para una presión óptima
- 4 Inalámbrico y ligero (1-1 kg)
- 5 Interruptor de alimentación
- 6 Aplicadores intercambiables (4)
- 7 Adaptador universal ELEEELS incluido

Frecuencia de vibración:  
Modo confort: 900 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm  
Modo deportivo: 1800 rpm, 2400 rpm, 3200 rpm

Peso: 1,1 kg  
Carga: 110-240 V 50 / 60 Hz 28 V, CC - 1A




### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

NO UTILICE EL DISPOSITIVO DE MASAJE DE PERCUSIÓN ELEEELS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU MÉDICO, ESPECIALISTA O FISIOTERAPEUTA, especialmente si está embarazada, tiene diabetes con complicaciones (como neuropatía o daño en la retina), usa marcapasos, se ha sometido a cirugía recientemente, sufre de epilepsia o migrañas, discos herniados, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, le han reemplazado recientemente articulaciones o DIU, tornillos o placas de metal o tiene alguna inquietud general sobre su salud física.


### GARANTÍA

SI EN EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN MATERIAL O FABRICACIÓN, ELEEELS REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO, O LOS COMPONENTES NECESARIOS, DE FORMA GRATUITA.



Nous avons développé l'appareil de massage à percussion ELEEELS pour soulager la douleur et favoriser la circulation, ce qui permet d'accélérer le rétablissement et d'éviter les blessures musculaires

### CARACTÉRISTIQUES



- 1 Moteur brushless puissant à couple élevé
- 2 Batterie Lithium-Ion rechargeable (+ de 3 h d'utilisation par charge)
- 3 6 réglages de vitesse pour une pression optimale
- 4 Sans fil et léger (2,5 lbs)
- 5 Interrupteur de l'alimentation marche/arrêt
- 6 Applicateurs interchangeables (x4)
- 7 Adaptateur universel ELEEELS inclus

Fréquence de vibration :  
Mode confort : 900 rpm, 1 200 rpm, 1 500 rpm  
Mode sport : 1 800 rpm, 2 400 rpm, 3 200 rpm

Poids : 2,5 lbs/1,1 kg  
Charge : 110-240 V 50/60 Hz 28 V, DC-1 A

- Utilisez l'appareil de massage à percussion ELEEELS uniquement sur les parties molles du corps selon le besoin. Ne l'utilisez pas sur la tête ni sur les parties osseuses du corps. Si une douleur survient, arrêtez immédiatement.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation de l'appareil de massage à percussion ELEEELS.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec l'eau.
- Ne faites pas tomber l'appareil.
- Rechargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur AC fourni.
- N'ouvrez pas l'appareil et ne le modifiez en aucune façon.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner ou charger sans surveillance



### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DE MASSAGE À PERCUSION ELEEELS, NI AUCUN AUTRE APPAREIL À VIBRATIONS SANS OBTENIR AU PRÉALABLE L'ACCORD DE VOTRE MÉDECIN, SPÉCIALISTE OU PHYSIOTHÉRAPEUTE, en particulier si vous êtes enceinte, si vous avez du diabète avec des complications (telles qu'une neuropathie ou des lésions rétinienues), si vous portez un pacemaker, si vous avez été opéré(e) récemment, si vous souffrez d'épilepsie ou de migraines, d'hernies discales, spondylolisthésis, de spondylolyse ou de spondylose, si vous avez reçu récemment une prothèse articulaire ou des broches ou plaques métalliques, ou si vous avez des problèmes de santé en général. Les personnes fragiles et les enfants devraient être accompagnés par un adulte pendant l'utilisation des appareils de massage à percussion.

### GARANTIE

EN CAS DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT DUE À UN DÉFAUT DU MATÉRIEL OU UN DÉFAUT DE FABRICATION SURVENANT DANS L'ANNÉE SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT, ELEEELS RÉPARERA OU REMPLACERA LE PRODUIT OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES GRATUITEMENT.

### 手柄角度調節

- 1) 將電池(手柄)進行180度旋轉，完成時將會聽到「咔」的聲音

### 操作

- 在電池底部有“開/關”按鈕。透過調校按鈕至“開”以打開裝置；調校按鈕至“關”以關閉裝置
- 使用前，首先把電池底部的按鈕調校至“開”
- 按摩儀在連續使用10分鐘後會自動暫停

### 運動模式

輕按電源鍵（按摩儀後方之紅色按鈕）一下以進入運動模式一級，續按以進入運動模式二級及三級。藍色LED燈會顯示出相應模式等級及波段。使用者可持續按下電源鍵1秒以快速停止按摩儀的運作。

### 舒適模式

持續按下電源鍵2秒後放開，以進入舒適模式一級，續按以進入舒適模式二級及三級。使用者可持續按下電源鍵1秒以快速停止按摩儀的運作。

- 使用者可因應自己的需要，使用不同波段按摩不同部位，並配合適當的按壓力度

- 電池下方設有環形顯示燈以顯示剩餘電量

本產品在正常使用的情况下，如因機器故障、材料或生產工藝等出現問題，ELEEELS會為客戶提供一年免費保修，更換零件或產品。保修事項不包括：非正常或不正確的使用、儲存、運輸本產品、自行維修及更換零件，沒有按照正常指引使用。造成的損失超越產品的價值。未能提供購買證明。



### LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### CARGA DE LA BATERÍA

- Cargue completamente la batería durante un máximo de 6 horas antes del primer uso.
- 1) Una luz verde parpadeará en la parte inferior de la empuñadura cuando la carga haya comenzado.
  - 2) Cuando la luz verde deja de parpadear, el dispositivo se ha cargado completamente.

### FUNCIONAMIENTO

- Coloque el interruptor de alimentación ubicado en la parte inferior de la empuñadura en la posición "ON".
- Presione el botón de encendido ubicado en la parte posterior del dispositivo.
- La pistola de masaje dejará de funcionar después de una sesión de 10 minutos., Presione el botón de encendido para iniciar una nueva sesión.

#### Modo deportivo nivel 1-3:

Presione el botón de encendido ubicado en la parte posterior de la pistola una vez para encender el dispositivo y pasar al nivel 1 del modo deportivo. Presione el botón de encendido de nuevo para ajustar la velocidad al nivel 2 y 3 respectivamente. Las luces LED azules indicarán el nivel de potencia correspondiente.

#### Modo conforto nivel 1-3:


Mantenga presionado el botón de encendido ubicado en la parte posterior de la pistola durante 2 segundos y suéltelo para encender el dispositivo y pasar al nivel 1 del modo confort. Presione de nuevo el botón de encendido para ajustar la velocidad al nivel 2 y 3 respectivamente. Las luces LED azules indicarán el nivel de potencia correspondiente.

- Masajee la parte del cuerpo deseada a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.

- Indicador luminoso circular de la batería:

### ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) los daños causados por accidente, abuso, maltrato o transporte;
- (b) las unidades sujetas a reparación no autorizada;
- (c) las unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones de cuidado de ELEEELS;
- (d) los daños que excedan el coste del producto;
- (e) el deterioro del producto entregado como resultado de un almacenamiento anormal o las condiciones de protección en las instalaciones del cliente;
- (f) los casos en los que no se muestre el comprobante de compra fechado.



### INSTRUCTIONS D'UTILISATION À LIRE AVANT UTILISATION

### CHARGE

- Chargez la batterie à fond pendant 6 heures maximum avant utilisation.
- 1) Une lumière verte clignotera au bas de la poignée quand la charge aura commencé
  - 2) Quand la lumière verte arrête de clignoter, l'appareil est entièrement rechargé

### UTILISATION

- Appuyez sur le bouton principal de l'alimentation au bas de la poignée pour le mettre sur « ON ».
- Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- Le pistolet de massage arrêtera de fonctionner après une séance de 10 minutes, appuyez simplement sur le bouton de l'alimentation pour lancer une nouvelle séance.

#### Mode sport niveau 1-3 :

Appuyez une fois sur le bouton de l'alimentation du bas pour allumer l'appareil en mode sport niveau 1. Vous pouvez régler la vitesse sur 2 ou 3 en appuyant sur le bouton principal de l'alimentation. Les lumières LED bleues indiqueront le niveau de puissance correspondant.

#### Mode confort niveau 1-3 :

Maintenez pendant 2 secondes le bouton principal de l'alimentation, puis relâchez pour allumer l'appareil en mode confort niveau 1. Vous pouvez régler la vitesse sur 2 ou 3 en appuyant à nouveau sur le bouton principal de l'alimentation. Les lumières LED bleues indiqueront le niveau de puissance correspondant.

- Massieren Sie den gewünschten Körperteil in der gewünschten Geschwindigkeit, indem Sie bei
- Le témoin lumineux circulaire de la batterie :
  - Rouge : 0-25 %
  - Bleu : 25-75 %
  - Vert : 75- 100 %

### CETTE GARANTIE EXCLUT :

- (a) les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou le transport ;
- (b) les unités soumises à une réparation non autorisée ;
- (c) les unités n'ayant pas été utilisées selon les instructions d'entretien de ELEEELS ;
- (d) les dommages dépassant le coût du produit ;
- (e) les détériorations du produit livrées provoquées par des conditions inadapées de stockage et/ou de protection dans les locaux du client, et
- (f) incapacité à produire la preuve datée de l'achat



### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DE MASSAGE À PERCUSION ELEEELS, NI AUCUN AUTRE APPAREIL À VIBRATIONS SANS OBTENIR AU PRÉALABLE L'ACCORD DE VOTRE MÉDECIN, SPÉCIALISTE OU PHYSIOTHÉRAPEUTE, en particulier si vous êtes enceinte, si vous avez du diabète avec des complications (telles qu'une neuropathie ou des lésions rétinienues), si vous portez un pacemaker, si vous avez été opéré(e) récemment, si vous souffrez d'épilepsie ou de migraines, d'hernies discales, spondylolisthésis, de spondylolyse ou de spondylose, si vous avez reçu récemment une prothèse articulaire ou des broches ou plaques métalliques, ou si vous avez des problèmes de santé en général. Les personnes fragiles et les enfants devraient être accompagnés par un adulte pendant l'utilisation des appareils de massage à percussion.

### GARANTIE

EN CAS DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT DUE À UN DÉFAUT DU MATÉRIEL OU UN DÉFAUT DE FABRICATION SURVENANT DANS L'ANNÉE SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT, ELEEELS RÉPARERA OU REMPLACERA LE PRODUIT OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES GRATUITEMENT.

# X1T

Slagmassage-  
apparat

Bruger vejledning



**TRÅDLØS OG GENOPLADELIG**  
24 V Lithium-ion Batteri

**LETVÆGTS DESIGN**  
Kun 1.1 kg



## HVORDAN JUSTERER JEG HÅNDTAGETS VINKEL?

Drej batteriet (håndtaget) 180 grader. Et 'klik' kan høres, når dette er afsluttet

## RENGØRING OG OPBEVARING

- Benyt kun en let fugtet klud til rengøring og aftør med en ren tør klud.
- Benyt aldrig stærke kemikalier til rengøring af din X1T.
- Brug kun den medfølgende AC/DC adaptor til opladning af din X1T.

## ADVARSEL OG SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Smid ikke X1T ned i vand eller lign. Hold X1T væk fra væsker eller stærk varme.
- Benyt ikke X1T i meget støvede omgivelser.
- Forsøg ALDRIG at åbne/adskille X1T.
- Tab eller smid ikke din X1T da den kan blive beskadiget.
- Vi anbefaler at X1T max benyttes i én time ad gangen. Hold derefter 10-15 mins pause inden X1T benyttes igen.
- X1T bør kun benyttes af voksne. Benyt ikke X1T hvis du har skader.



DA/  
NO

ELEEEELS slagmassage apparater er udviklet til hurtigt at afhjælpe muskel skader og lette smerter.

## SPECIFIKATIONER



- 1) Momentstærk børsteløs motor (max 3200 rpm)
  - 2) Robust. Endurance Motion Technology™
  - 3) Genopladeligt lithium-ion batteri (op til 10 timers drift per opladning)
  - 4) Støjsvag. Quiet Motion Technology™
  - 5) 2x3 hastighedsindstillinger (total 6 niveauer)
  - 6) Fuld trådløs og lav vægt (1.1 kg)
  - 7) LED hastighedsindikator
  - 8) Udskiftelige massagehoveder (x4)
  - 9) ELEEEELS AC/DC adaptor (110-240V(AC), 28VDC (1A) til opladning)
  - 10) 180 graders drejeligt håndtag. Bare drej håndtaget med god styrke.
- Vibrations frekvenser:  
Komfort Mode: Level 1 (900 rpm), Level 2 (1200 rpm), Level 3 (1500 rpm)  
Sport Mode: Level 4 (1800 rpm), Level 5 (2400 rpm), Level 6 (3200 rpm)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEEELS slagmassage apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

## GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTIEEN DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTTE PRODUKTET.

## GARANTIEEN DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;
- (e) Ved enhver garantisag skal der altid fremvises original gyldig købskvittering

DA/  
NO

## INSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST INDEN IBRUGTAGNING

## OPLADNING

Vi anbefaler at oplade batteriet til 100% inden brug. For at oplade gør følgende:

- 1) Sluk for din X1T på On/Off kontakten i bunden af håndtaget.
- 2) Tilslut den medfølgende AC/DC adaptor (oplader).
- 3) I bunden vil der nu kunne ses en blinkende grøn LED der indikerer opladning.
- 4) Når den grønne LED lyser konstant så er opladning fuldført.

## SÅDAN BENYTTES X1T

- Tænd på On/Off kontakten i bunden af X1T. Sæt på ON.
- Ved at trykke gentagne gange på power knappen kan der skiftes massage niveau. Det valgte massage niveau (1-6) indikeres af den blå LED.
- Vælg det korrekte massage der er mest velegnet til den del af kroppen der skal have massage. Benyt en tryk-styrke hvor massagen stadig føles behagelig.

Bemærk: Når batteri niveau er på 10% eller derunder så skifter LED til rød farve. Du kan stadig benytte din X1T men det anbefales at oplade batteriet.

Bemærk: Når X1T ikke har været brugt i 2 min så slukker den automatisk. Den grønne power LED vil indikere dette ved at blinke 3 gange inden der slukkes.

- Massér den ønskede kropsdel ved den ønskede hastighed ved at lægge pres efter behov

- Den cirkulære lysindikator på batteriet:
  - Rød: 0-25%
  - Blå: 25-75%
  - Grøn: 75- 100%

DA/  
NO

DA/  
NO

